



## Scheda tecnica REF 49.90.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.90.00	tray con tappetino in silicone 190x102x19mm	
Unità	pz.	Numero doganale	39239000
GMDN	12143	GTIN	04046826054151
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,250	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.53 (catalogo cardio ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 453.03.01 (Blepharoplasty - Strumenti per la blefaroplastica Opuscolo) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastica moderna Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	190x102x19mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Altro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		