



Scheda tecnica REF 49.90.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.90.02	tray con tappetino in silicone 280x170x55mm	
Unità	pz.	Numero doganale	39239000
GMDN	12143	GTIN	04046826054168
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,660	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	280x170x55mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4301 (X5CrNi18-10)		