













Scheda tecnica REF 49.91.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.91.05	filtri di carta con indicatore neutra225x225mm	
Unità	cf./500	Numero doganale	48054000
GMDN	13730	GTIN	04046826425425
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-734
Classe	16 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	1,678	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	225x225mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
10 °C	30 °C	10 %	60 %
			
			
			
Materiali			
N° di materiale (Denominazione DIN)			