



Scheda tecnica REF 49.91.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.91.15	dispenser filtro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826054243
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,285	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255 (Al 99,5%)		