













Scheda tecnica REF 49.91.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.91.20	etichetta d'identif 63.5x36mm p/1000 autoadesiva	
Unità	cf./1000	Numero doganale	48025890
GMDN	13730	GTIN	04046826054250
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,550	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	63.5x36mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
10 °C	 30 °C	 10 %	 60 %
			
			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		