



Scheda tecnica REF 49.91.22

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|---|
| Codice | 49.91.22 | etichetta d'identif 67x35.5mm p/1000 autoadesiva | |
| Unità | cf./1000 | Numero doganale | 48025890 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826054274 |
| Classe di rischio | KEIN MP (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Classe | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,720 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|    | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 67x35.5mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| 10 °C |  30 °C  10 % |  60 % |    |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) | | |