













## Scheda tecnica REF 49.91.31

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.91.31	filtri di carta con indicatore 265x120mm	
Unità	cf./500	Numero doganale	48054000
GMDN	13730	GTIN	04046826054304
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-734
Classe	16 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	2,200	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418872		
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	265x120mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
10 °C	30 °C	10 %	60 %
			
			
			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	PAPIER KREPP WEISS 60G/M <sup>2</sup> (Sterilisationspapier krepp weiß, 60g/m <sup>2</sup> ) WASSERDAMPF_INDIKATOR (Wasserdampf-Indikator)		