







## Scheda tecnica REF 49.92.63

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.92.63	targhetta di identificazione marcato in rosso 50x17.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	60909	GTIN	04046826054717
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,002	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPU01
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	50x17.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.0255 (Al 99,5%)		