






Scheda tecnica REF 49.95.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.95.35	clamp di fissaggio	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13730	GTIN	04046826055028
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;05;WQ
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418946		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		