






Scheda tecnica REF 49.95.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.95.40	telaio di tensione piccolo	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13730	GTIN	04046826055035
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,060	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	--
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418947		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		