





Scheda tecnica REF 49.95.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.95.50	telaio di tensione medium	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13730	GTIN	04046826055042
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,240	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPU01
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418948		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		