



Scheda tecnica REF 49.97.28

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.97.28	cestello metallico410x254x100mm	
Unità	pz.	Numero doganale	73262000
GMDN	13730	GTIN	04046826448738
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Peso netto (kg)	1,136	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	--
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	410x254x100mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		