






Scheda tecnica REF 49.97.47

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.97.47	patrizione50x36mm	
Unità	pz.	Numero doganale	73262000
GMDN	12143	GTIN	04046826055264
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418956		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	50x36mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		