



Scheda tecnica REF 49.97.53

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Codice | 49.97.53 | profilo di silicone CLUBS incl clip 210mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 39269097 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826449834 |
| Classe di rischio | KEIN MP (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Classe | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,069 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | KEIN MP |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|  | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 210mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | SILIKON (Poly(organo)siloxane) | | |