







Scheda tecnica REF 49.97.67

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Codice | 49.97.67 | tappetino in silicone 13mm 240x220mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 39269097 |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826055363 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-142 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;02;X5 |
| Peso netto (kg) | 0,160 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | S0199 | | |
| N° di repertorio | 418888 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | |  | |
| Misura | 13mm 240x220mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | SILIKON (Poly(organo)siloxane) | | |