



## Scheda tecnica REF 49.97.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	49.97.80	tappetino in silicone 8mm 467x240mm	
Unità	pz.	Numero doganale	39269097
GMDN	13730	GTIN	04046826055479
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;02;X5
Peso netto (kg)	0,580	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	S0199		
N° di repertorio	418903		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	8mm 467x240mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		