







Scheda tecnica REF 50.03.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.03.15	Allis pinze da presa sottile 15.5cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826055837
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,033	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	201779		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		