







## Scheda tecnica REF 50.03.20

20.02.2026

| Dati generali   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Codice  | 50.03.20   | Allis pinze da presa sottile 19.0cm AT |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                        | 90189084                |
| GMDN  | 62466  | GTIN                                   | 04046826055868          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                             | 11-797                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)   | 0,045  | Istruzioni d'uso                       | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione         | MPK23-1                 |
| Codice CND  | L0408020301  |  |                         |
| N° di repertorio  | 201782   |  |                         |
|       |  |  |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |  |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                   |                         |
|   |  |  |                         |
| Misura  | 19.0cm   | Rivestimento                           |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |  |                         |
| Materiali   |  |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |  |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |