





Scheda tecnica REF 50.03.21

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.03.21	Allis pinza da presa per tessuto senza blocco20cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826055875
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,043	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	201783		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		