







Scheda tecnica REF 50.16.63

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.16.63	Doyen Baby clamp intestinale retto13cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056100
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	181155		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	13cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		