







## Scheda tecnica REF 50.16.67

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.16.67	Doyen Baby clamp intestinale retto17cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056124
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,034	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	181157		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		