







## Scheda tecnica REF 50.22.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.22.80	Scudder clamp intestinale retto33cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826056353
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-871
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,125	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	181180		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	33cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		