







## Scheda tecnica REF 50.73.20

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                |                    |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice  | 50.73.20   | Pratt specolo rettale 21 cm    |                    |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                | 90189084           |
| GMDN  | 35351  | GTIN                           | 04046826057046     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)                                       | UMDNS-Code                     | 13-665             |
| Classe  | 5 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;N004;05;XR |
| Peso netto (kg)   | 0,236  | Istruzioni d'uso               | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione |                    |
| Codice CND  | L040902  |                                |                    |
| N° di repertorio  | 184657   |                                |                    |
|       |  |                                |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                    |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata           |                    |
|   |  |                                |                    |
| Misura  | 21 cm  | Rivestimento                   |                    |
| Condizioni di conservazione   |  |                                |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                |                    |
| Materiali   |  |                                |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                    |
| Corpo<br>Vite   | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)     |                                |                    |