






Scheda tecnica REF 50.77.72

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.77.72	Kelly sfinteroscopio Ø 25x75mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35351	GTIN	04046826057268
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-126
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,157	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L040902		
N° di repertorio	184679		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 25x75mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		