






## Scheda tecnica REF 50.78.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.78.03	Morgan proctoscopio con connessione luce fredda24x65mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35351	GTIN	04046826057442
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-126
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,260	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L040902		
N° di repertorio	184697		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	24x65mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Manico</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		