






## Scheda tecnica REF 50.90.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.90.25	Lloyd Davis (St Marks) divaricatore per pervis45/60x180mm 33cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826057701
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-673
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,365	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L040999		
N° di repertorio	184612		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	45/60x180mm 33cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Manico</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		