




## Scheda tecnica REF 50.93.69

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.93.69	cono di ricambio per 50.93.68	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826057848
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L0299		
N° di repertorio	181426		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		