









Scheda tecnica REF 50.93.72

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.93.72	cono di plastica solo per 50.93.65/70/78	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35157	GTIN	04046826057879
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-335
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0299		
N° di repertorio	236671		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
 140 °C		 	
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd)		