






Scheda tecnica REF 50.93.73

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.93.73	testa aspiratrice piccolo per 50.93.70/78	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35157	GTIN	04046826057886
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-335
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0299		
N° di repertorio	236672		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		