










## Scheda tecnica REF 50.93.75

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.93.75	anello da legatura latex free per 50.93.65/68/70/78	
Unità	cf./100	Numero doganale	40169997
GMDN	35157	GTIN	04046826057909
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-335
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,013	Istruzioni d'uso	G509375
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPU02
Codice CND	L0299		
N° di repertorio	240084		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
-10 °C		25 °C	
	10 %	65 %	 
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	IR_617 (Polymer)		