






Scheda tecnica REF 50.94.31

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.94.31	Lockhart Mummery sonda per fistola 16cm Fig 1	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31965	GTIN	04046826057985
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L04100202		
N° di repertorio	361909		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		