






Scheda tecnica REF 50.95.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	50.95.03	porta cotone e spugna38cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32873	GTIN	04046826058067
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-698
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L031305		
N° di repertorio	357665		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	38cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Manico	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		