







## Scheda tecnica REF 51.06.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	51.06.05	Bakes dilatatore a condotto comune Ø 5mm 30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35250	GTIN	04046826058272
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-215
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso netto (kg)	0,027	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L04100101		
N° di repertorio	261718		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 5mm 30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		