






## Scheda tecnica REF 51.11.56

20.02.2026

Dati generali			
Codice	51.11.56	inserto lav man d'albarran 2 can p str	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37090	GTIN	04046826059347
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-112
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	G510700
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	Z12020480		
N° di repertorio	302047		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
<b>Condizioni di conservazione</b> Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
<b>Materiali</b>			
	<b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b>		
<b>Corpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		