







## Scheda tecnica REF 51.13.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	51.13.05	endoscopio Ø 4.0mm 300mm 12°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189020
GMDN	36654	GTIN	04046826059620
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-289
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	G776000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	0
Codice CND	Z12020799		
N° di repertorio	300992		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	4.0mm 300mm 12°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	PEEK (Polyetheretherketon )		
Altro	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		