





Scheda tecnica REF 51.37.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	51.37.02	Grey clamp per dotto biliare23cm Fig 2	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35083	GTIN	04046826060183
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-782
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,083	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L03130499		
N° di repertorio	261648		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		