







## Scheda tecnica REF 51.43.01

20.02.2026

| Dati generali   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Codice  | 51.43.01   | Desjardins pinze per calcoli biliari23cm Fig 1 |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                                | 90189084                |
| GMDN  | 35083  | GTIN   | 04046826060237          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                                     | 11-782                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                                    | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)   | 0,053  | Istruzioni d'uso                               | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                 | MPK23-1                 |
| Codice CND  | L03130499  |  |                         |
| N° di repertorio  | 261653   |  |                         |
|       |  |  |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |  |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                           |                         |
|   |  |  |                         |
| Misura  | 23cm   | Rivestimento                                   |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |  |                         |
| Materiali   |  |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |  |                         |
| Corpo<br>Vite   | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)         |  |                         |