








## Scheda tecnica REF 51.57.08

20.02.2026

| Dati generali  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
| Codice   | 51.57.08  | Marberger uncino malleabile 8mm 20cm Fig 1 |                         |
| Unità  | pz.   | Numero doganale                            | 90189084                |
| GMDN   | 45918   | GTIN                                       | 04046826060398          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                                 | 12-028                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)  | 0,300   | Istruzioni d'uso                           | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Istruzioni per la preparazione             |                         |
| Codice CND   | L03140105   |  |                         |
| N° di repertorio   | 184593  |  |                         |
|    |   |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio) |  |                         |
| Immagine completa  |   | Immagine dettagliata                       |                         |
|    |   |  |                         |
| Misura   | 8mm 20cm  | Rivestimento                               |                         |
| Condizioni di conservazione  |   |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |   |  |                         |
| Materiali  |   |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)   |  |                         |
| Corpo<br>Manico  | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                    |  |                         |