








## Scheda tecnica REF 51.58.08

20.02.2026

| Dati generali  |  |                                |                         |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 51.58.08   | clamp per vasectomia retto14cm |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN   | 62468  | GTIN                           | 04046826060589          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                     | 15-212                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)  | 0,020  | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                 |
| Codice CND   |  |                                |                         |
| N° di repertorio   |  |                                |                         |
|    |  |                                |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata           |                         |
|    |  |                                |                         |
| Misura   | 14cm   | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |                                |                         |
| Materiali  |  |                                |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                |                         |