






Scheda tecnica REF 51.67.18

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Codice | 51.67.18 | Guyon dilatatore per uretra18 Charr 26cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 14286 | GTIN | 04046826062255 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 14-286 |
| Classe | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Peso netto (kg) | 0,063 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L06050101 | | |
| N° di repertorio | 221793 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 18 Charr 26cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |