






Scheda tecnica REF 51.79.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	51.79.10	lame di ricambio for 51.79.02	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	17633	GTIN	04046826063047
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-633
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,023	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	Z12020707		
N° di repertorio	207516		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4310 (X10CrNi18-8) 1.4301 (X5CrNi18-10)		