






Scheda tecnica REF 52.25.73

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Codice | 52.25.73 | Doyen speculum vaginale45x115mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35352 | GTIN | 04046826064952 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-666 |
| Classe | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Peso netto (kg) | 0,250 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L059001 | | |
| N° di repertorio | 184820 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 45x115mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |