






## Scheda tecnica REF 52.30.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.30.03	Hegar dilatatore uterino 3.0mm 18.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826065836
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,009	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0509020101		
N° di repertorio	221192		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	3.0mm 18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		