






## Scheda tecnica REF 52.30.04

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                       |                    |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|
| Codice  | 52.30.04   | Hegar dilatatore uterino 4.0mm 18.5cm |                    |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                       | 90189084           |
| GMDN  | 11267  | GTIN                                  | 04046826065843     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)                                       | UMDNS-Code                            | 11-266             |
| Classe  | 5 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                           | 4046826;N004;02;XG |
| Peso netto (kg)   | 0,018  | Istruzioni d'uso                      | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione        |                    |
| Codice CND  | L0509020101                                      |                                       |                    |
| N° di repertorio  | 221193   |                                       |                    |
|   |  |                                       |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                       |                    |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                  |                    |
|    |  |                                       |                    |
| Misura  | 4.0mm 18.5cm                                     | Rivestimento                          |                    |
| Condizioni di conservazione   |  |                                       |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                       |                    |
| Materiali   |  |                                       |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                       |                    |
| Corpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                                       |                    |