






Scheda tecnica REF 52.31.16

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Codice | 52.31.16 | Hegar dilatatore uterino16.5mm 18.5cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 11267 | GTIN | 04046826066277 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-266 |
| Classe | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Peso netto (kg) | 0,052 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L0509020101 | | |
| N° di repertorio | 221236 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 16.5mm 18.5cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |