






## Scheda tecnica REF 52.35.09

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.35.09	Hegar dilatatore uterino doppio9+10mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826066796
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,041	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0509020101		
N° di repertorio	221286		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	9+10mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		