



Scheda tecnica REF 52.35.42

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.35.42	Hegar dilatatore uterino doppio serie/8	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826066888
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso netto (kg)	0,461	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0509020101		
N° di repertorio	221295		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4301 (X5CrNi18-10) BAUMWOLLE (BAUMWOLLE)		