






Scheda tecnica REF 52.37.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.37.11	Hank dilatatore uterino doppio mis.11/12	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11267	GTIN	04046826066994
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,055	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0509020101		
N° di repertorio	221306		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		