







## Scheda tecnica REF 52.40.32

20.02.2026

| Dati generali   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| Codice  | 52.40.32   | Martin sonda uterina malleabile gradazione/graduato30cm |                    |
| Unità   | pz.  | Numero doganale   | 90189084           |
| GMDN  | 13643  | GTIN  | 04046826067151     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)                                       | UMDNS-Code  | 13-644             |
| Classe  | 5 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI   | 4046826;N004;02;XG |
| Peso netto (kg)   | 0,052  | Istruzioni d'uso  | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                          |                    |
| Codice CND  | L0699  |   |                    |
| N° di repertorio  | 191757   |   |                    |
|       |  |   |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |   |                    |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                                    |                    |
|   |  |   |                    |
| Misura  | 30cm   | Rivestimento  |                    |
| Condizioni di conservazione   |  |   |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |   |                    |
| Materiali   |  |   |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |   |                    |
| Corpo   | 1.4307 (X2CrNi18-9)                              |   |                    |