







## Scheda tecnica REF 52.40.36

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.40.36	Simpson sonda uterina rigido pollici gradazione/graduato27cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13643	GTIN	04046826067175
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-644
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0699		
N° di repertorio	191759		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	27cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		